

Panasonic

持込修理

音波振動ハブラシ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|---------|------------------------------|---|---|
| 品番 | EW-DS32 | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 1年間 (ただし、消耗品は除く) | | |
| ※お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| ※お客様 | ご住所 お名前 様 電話 () - | | |
| ※販売店 | 住所・販売店名 電話 () - | | |

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

Panasonic®



水洗いOK

保管用

保証書付き

取扱説明書

一般家庭用 音波振動 ハブラシ

品番 EW-DS32

音波領域内での振動

もくじ

- ・安全上のご注意 2
- ・各部のなまえ 4
- ・電池の入れかた 6
- ・使いかた 7
- ・別売品 8
- ・使い終わったら 11
- ・修理を依頼される前に 12
- ・定格・仕様 12
- ・保証とアフターサービス 14
- ・保証書 裏表紙



正面




背面


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


安全上のご注意～必ずお守りください～


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。


 実行しなければならない内容です。


警告

 **必ず守る**
異常・故障時には直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けがのおそれがあります。

 **禁止**
乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

注意

 **分解禁止**
改造はしない。また、分解したり修理をしない。
思わぬ事故、トラブルの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

 **必ず守る**
歯肉炎のひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用する。
守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

注意



必ず守る

電池に表示してある注意内容を必ず守る。
電池は+・-極を確かめ、正しく入れる。
使い切った電池は、すぐに取り出す。
長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。
使用推奨期限内の乾電池を使用する。
充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。
守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

保護者が取り扱いの方法やブラシをかまないように指導し、確認する。
守らないとけがをしたり、ブラシの破損やブラシの毛が抜けて、歯や歯ぐきを傷めたり、飲み込む原因になります。

電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしない。
やけどやけがの原因になります。

研磨剤が多く含まれている歯みがき剤は使用しない。
歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてない。
ブラシや本体のプラスチック部分を歯にあてない。
治療中の歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしない。
けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

お口のお手入れ以外には、絶対に使用しない。
お口の中以外の部位に使用した場合、事故やトラブルのおそれがあります。

本体を落としたり、ぶつかけたりしない。
けがや故障のおそれがあります。

煮沸・薬液・電子レンジによる消毒をしない。
本体、ブラシが破損し、けがをするおそれがあります。


目にライトをあて続けたい。
目がくらむおそれがあります。




禁止

各部のなまえ


本体



背面




*イラストについて
本体色によってキャップの形状が異なります。



キャップは、まっすぐ取り付け
取りはずしてください。


付属品

ポケットドルツ用ブラシ(1本、やわらかめ)



ブラシの取り付けかた・取りはずしかた

正面



取り付けかた


ブラシの指定線と本体の取り付け
位置を合わせて差し込む
ブラシの指定線が本体の固定位置
にくるまで回す

取りはずしかた

- ① ブラシの指定線が、本体の取り付け
位置にくるまで回す
- ② ブラシを取りはずす
ご使用の歯みがき剤が固まって、
ブラシが取りはずしにくいときは、
ブラシ全体を水またはぬるま湯に
約5分程度つけてから取りはずし
てください。

ご注意

ブラシを取りつける時は、ライト窓と動作スイッチを
反対に取りつける。(正しい位置は下記参照)



ブラシの指定線と本体の取り付け位置を確実に合わせる。
強く閉めすぎない。
ブラシを固定位置の状態のままひっぱらない。
ブラシや本体が変形し、破損する原因になります。

ブラシの交換について

ブラシは約3か月を目安に新しいブラシと交換してください。
また、毛先が広がったブラシでは、効果的なブラッシングが
できませんので、交換してください。
かみつきなどによりブラシが破損した場合も、歯や歯ぐきを傷める
おそれがあるので、交換してください。

電池の入れかた

お願い


電池は同梱していません。販売店で買い求めください。
電池を入れるときは、本体をよくふいて水滴が中に入らないようにしてください。

必ず単4形アルカリ乾電池、単4形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使いください。指定の電池以外を使用されますと、使用時間が極端に短くなる場合があります。
パナソニック製の電池をおすすめします。

●ご使用済みの充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

1 電池カバーを 回して取りはずす


- ① 電池カバーの指定線が、本体の取り付け位置にくるまで回す
- ② 電池カバーを取りはずす



2 電池を入れる


パナソニック単4形アルカリ乾電池・
パナソニック単4形充電式ニッケル
水素電池1本で、約60日使用いただけ
ます。

(ライトON時、1日2回、1回1分使用の場合)



3 電池カバーを 回して取りつける

電池カバーの指定線と、本体の
取り付け位置を合わせて差し込む
電池カバーの指定線が本体の
固定位置にくるまで回す



電池残量が少なくなってきたら

ライトが消え、振動が徐々に弱くなります。その後数秒で、動作が止まります。
新しい乾電池、充電した電池いずれかに交換してください。


お願い

外観を損なうおそれがあるため、整髪料、ハンドクリームなどが本体につかないようにしてください。

1 キャップを 取りはずす

キャップはまっすぐ、取りはずしてください。

2 ブラシがしっかり固定されているか 確認する



3 口の中に ブラシを入れる

歯みがき剤を使用される場合は、飛び散りを防ぐためにも、必ず動作させる前にブラシを口の中に入れてください。
一般的な歯みがき剤を少量つけてご使用いただけます。

4 動作スイッチを押して 動作させる

動作スイッチは爪で押さず、指のはらで押してください。
動作スイッチのゴムが、やぶれるおそれがあります。



ライトの「ON」「OFF」がお好みで選べます

動作スイッチを押すたびに
ライト「ON」 ライト「OFF」 動作「切」と切り替わります。

「切」忘れ防止タイマー

ご使用後の「切」忘れ防止のため、動作を開始してから約5分後に動作が止まります。

5 本体を手で動かして 歯を磨く

手磨きするように、ブラシを動かして磨きます。ブラシを歯にあてるだけでは十分に歯垢を除去できませんので、ブラシを動かして使用いただくことをおすすめします。

(ワンポイントアドバイスはP9～10参照)

使用中、本体の持ちかたによってブラシの振動の大きさが変化することがありますが、異常ではありません。

6 使い終わったら動作スイッチを押して 動作を止める


だ液などの飛び散りを防ぐために、口の中で動作を止めてください。

別売品

最寄りの販売店へご用命ください。

なお、お求めの際には「本体品番(EW-DS32)」と「替ブラシ品番」をご確認のうえ、お買い求めください。

別売替ブラシ (ポケットドルツEW-DS32用)

| | 品 番 | 本 数 | 価 格 |
|------------------|---|-----|----------|
| ポケットドルツ用 替ブラシ |  EW0959-W(白) | 2本入 | 630円(税込) |

替ブラシは、ポケットドルツ用EW0959以外使用できません。
掲載製品の品番・仕様・価格は、2012年3月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

替ブラシは販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
CLUB Panasonic

Pana Sense <http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm>




..... ポケットドルツを使った

しあげ磨き ワンポイントアドバイス



ハブラシの持ちかた

力を入れずに軽く持つ



力任せにゴシゴシ磨いても、歯と歯ぐきを傷つけてしまいます。鉛筆を持つように軽く持つことで、毛先を上手に使うことができます。



×



○



動かしかた

横方向に小刻みに動かす



乳歯は、歯と歯のすき間が広いのが特徴。毛先を使い、乳歯のすき間を狙いましょう。ブラシが細かく振動し、すみずみに届きやすくなります。



磨き残し確認

ライトで視界を確保する



ライトでお口の中の視界を確保することができます。磨き残しの多い奥歯も、ブラシをあてるだけでしっかり見渡せるので、ブラシが届いているか確認しながら磨くことができます。



★ お子様が痛がらないために特に気をつける箇所 ★

保護者の指の使いかたがポイント

お子様が嫌がり、磨きにくい箇所も、指を使って唇を軽く押さえたり、持ち上げたりすることでスムーズに磨けます。




① 上の歯の前歯

反対の手の人差し指の中腹で、上の唇をそっと持ち上げます。



小帯と呼ばれる前歯の上のヒダを引っ張ると痛いので注意!



② 奥歯のほお側

「イー」の口をしてもらい、唇の端から指を入れてほおを広げる。大きな口を開くと、ほおが伸びなくなるのでブラシが奥まで入りにくくなります。

お子様が口を閉じるように動いていたら、力が強く、痛みを感じているサインです

使い終わったら

お願い

洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。
シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・
変色などの原因になりますので、絶対に使用しないでください。

ブラシの洗いかた




水抜き穴

ブラシを取りはずし、水洗いする

水洗い後は、よく振って水気を切り、
乾燥させる

80℃以上のお湯では洗わないでください。
毛を強くひっぱらないでください。
(毛が抜ける原因になります)

本体、キャップの洗いかた



電池カバーが閉じていることを
確認してください

電池カバーを取りつけていない状態で
水洗いすると、本体に水が入り故障の
原因になります。

1. 水洗いする

- 40℃以上のお湯では洗わないでください。
- 本体を水の中に放置しないでください。
内部に水が入る原因になります。

2. 水分をふきとる

- キャップを本体に取りつけて保管する際は、
キャップとブラシをよく振って、乾いた
タオルなどで水分を十分ふきとってから
取りつけてください。
ぬれたままですと、ポーチャやカバンなどの
汚れや傷みの原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。
詳しくはP14をご覧ください。

こんなとき

振動が弱くなった

動作スイッチを
押してもすぐ動作が止まる

動作スイッチを
押しても動作しない

考えられる原因

電池残量が
少なくなっている

電池切れに
なっている

電池が正しく
入っていない

処 置

新しい乾電池、充電
した電池いずれかに
交換する
(P6・8参照)

電池を正しく入れる
(P6参照)

定格・仕様

| 電 源 方 式 | 乾電池式 |
|-------------|---|
| 乾 電 池 の 種 類 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)1本(別売) |
| 使 用 時 間 | 使用時間 ライトON時 約120分 ライトOFF時 約180分 (パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03) 1本使用の場合) |
| 大 き さ | 本 体 約幅18×奥行20×長さ160 mm |
| 質 (重 量) | 本 体 約35 g(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む。) |

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



保証とアフターサービス （よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () —

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P13)でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止しお買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- | | |
|--------|-----------|
| ●製品名 | 音波振動ハブラシ |
| ●品 番 | EW-DS32 |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、ブラシは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この音波振動ハブラシの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報をご適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

| | | | |
|-----------|-----|-----------------|-------------------|
| 北海道 地区 | 札幌 | ☎ (011)894-1251 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 |
| | 旭川 | ☎ (0166)22-3011 | 旭川市2条通16丁目1166 |
| | 帯広 | ☎ (0155)33-8477 | 帯広市西20条北2丁目23-3 |
| | 函館 | ☎ (0138)48-6631 | 函館市西桔梗町589-241 |
| 東北地区 | 青森 | ☎ (017)775-0326 | 青森市大字浜田字豊田364 |
| | 秋田 | ☎ (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| | 岩手 | ☎ (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43 |
| | 宮城 | ☎ (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| | 山形 | ☎ (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 |
| | 福島 | ☎ (024)991-9308 | 郡山市備前館2丁目5 |
| 首都圏 地区 | 栃木 | ☎ (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| | 群馬 | ☎ (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 |
| | 茨城 | ☎ (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 |
| | 埼玉 | ☎ (048)728-8960 | 桶川市赤堀2丁目4-2 |
| | 千葉 | ☎ (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| | 東京 | ☎ (03)5477-9700 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 |
| | 山梨 | ☎ (055)222-5822 | 甲府市宝1丁目4-13 |
| | 神奈川 | ☎ (045)847-9720 | 横浜市港南区日野5丁目3-16 |
| 中部地区 | 新潟 | ☎ (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14 |
| | 石川 | ☎ (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地 |
| | 富山 | ☎ (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 |
| | 福井 | ☎ (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14 |
| | 長野 | ☎ (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 |
| | 静岡 | ☎ (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24 |
| | 愛知 | ☎ (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 |
| | 岐阜 | ☎ (058)278-6720 | 岐阜市中鷗4丁目42 |
| | 三重 | ☎ (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421 |

| | | | |
|------|-----|-----------------|--------------------|
| 近畿地区 | 滋賀 | ☎ (077)582-5021 | 守山市水保町1166番地の1 |
| | 京都 | ☎ (075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽中河原3番地 |
| | 大阪 | ☎ (06)7730-8888 | 大阪市城東区関目2丁目15-5 |
| | 奈良 | ☎ (0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地 |
| | 和歌山 | ☎ (073)475-2984 | 和歌山市中島499-1 |
| 中国地区 | 兵庫 | ☎ (078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 |
| | 鳥取 | ☎ (0857)26-9695 | 鳥取市安長295-1 |
| | 米子 | ☎ (0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33 |
| | 松江 | ☎ (0852)23-1128 | 松江市平成町182番地14 |
| | 出雲 | ☎ (0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416 |
| | 浜田 | ☎ (0855)22-6629 | 浜田市下府町327-93 |
| | 岡山 | ☎ (086)242-6236 | 岡山市北区野田3丁目20-14 |
| | 広島 | ☎ (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5 |
| 四国地区 | 山口 | ☎ (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1 |
| | 香川 | ☎ (087)874-3110 | 高松市国分寺町国分359番地3 |
| | 徳島 | ☎ (088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36 |
| | 高知 | ☎ (088)834-3142 | 高知市仲田町2-16 |
| | 愛媛 | ☎ (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 |
| 九州地区 | 福岡 | ☎ (092)593-8002 | 春日市春日公園3丁目48 |
| | 佐賀 | ☎ (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 |
| | 長崎 | ☎ (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1 |
| | 大分 | ☎ (097)556-3815 | 大分市秋原4丁目8-35 |
| | 宮崎 | ☎ (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 |
| | 熊本 | ☎ (096)367-6067 | 熊本市健軍本町12-3 |
| 沖縄地区 | 鹿児島 | ☎ (099)250-5657 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33 |
| | 沖縄 | ☎ (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11 |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0112

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内に聞こえたら電話機ボタンの


「87」と「520#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

0112

●有料で宅配による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2011-2012

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいはは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.